

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sorbitol Déshydrogénase Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00796

Numéro d'article: CM0020632



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Sorbitol Déshydrogénase (SORD, Q00796). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Pour les études sur la voie des polyols et les complications diabétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps pAb de Lapin Anti-Sorbitol Déshydrogénase
Remarques/Alias	RDH ; SDH ; XDH ; SORD1 ; SORDD ; HEL-S-95n ; Sorbitol Déshydrogénase
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	6652
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 145-300 de la Sorbitol Déshydrogénase humaine (NP_003095.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00796
Poids Moléculaire de la Protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace