


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sorl1 Pour Wb, Elisa - Q92673

Numéro d'article: CM0013835



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SORL1 humain (Q92673), validé pour le Western blot et l'ELISA. Le récepteur lié à la sortiline est un récepteur de tri multi-ligands impliqué dans le trafic de l'APP et la maladie d'Alzheimer, rendant cet anticorps idéal pour la recherche en neurosciences et en métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SORL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LR11; LRP9; SORLA; gp250; SorLA-1; C11orf32; SORL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6653
GeneID	6653
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2065-2214 du SORL1 humain (NP_003096.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q92673
Poids Protéique	248kDa
Expédition	Sac de glace