


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sort1 Pour Wb Et Elisa - Q99523

Numéro d'article: CM0027046



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sortiline humaine (SORT1). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le trafic des protéines, le tri lysosomal, la signalisation de la neurotensine et la régulation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SORT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NT3; Gp95; NTR3; LDLCQ6; SORT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6272
GeneID	6272
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 785-823 de la SORT1 humaine (NP_002950.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99523
Poids Protéique	92kDa
Expédition	Sac de glace