


Anticorps Monoclonal Anti-Sorting Nexine-5 (Snx5) Pour Ihc-P Et Elisa - Q9Y5X3

Numéro d'article: CM0003798



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la sorting nexin-5 (SNX5) humaine, validé pour l'immunohistochimie (IHC-P) et l'ELISA. Détecte la SNX5 humaine, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du trafic endosomal médié par le rétromère et des voies de dégradation de l'EGFR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNX5 mAb de lapin
Remarques / Alias	SNX5
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	27131
GeneID	27131
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28 à 127 de la SNX5 humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5X3
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace