


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sos1 Pour Wb Et Elisa - Q07889

Numéro d'article: CM0026961



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine SOS1 (Son of sevenless homolog 1). Validé pour Western blot et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la signalisation Ras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOS1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GF1; HGF; NS4; GGF1; GINGF; SOS-1; SOS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6654
GeneID	6654
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 1034-1333 de la SOS1 humaine (NP_005624.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07889
Poids de la protéine	152 kDa
Expédition	Sachet isotherme