

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sost Pour Wb Et Elisa - Q9Bqb4

Numéro d'article: CM0019015



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sclérostine humaine (SOST), validé pour le Western blot et l'ELISA. La sclérostine est un régulateur négatif de la croissance osseuse par l'inhibition de la signalisation Wnt, ce qui rend cet anticorps adapté à la recherche sur le remodelage osseux et l'ostéoporose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOST pAb de lapin
Remarques/Alias	SOST ; CDD ; DAND6 ; SOST1 ; VBCH ; sclérostine
Espèce	Humaine
ID du gène	50964
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24 à 213 de la SOST humaine (NP_079513.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9BQB4
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Poche de glace