

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sost Pour Wb, Elisa - Q9Bqb4

Numéro d'article: CM0027470



Introduction

Le pAc de lapin anti-SOST est un anticorps polyclonal dirigé contre la sclérostine, validé pour WB et ELISA. Il réagit avec des échantillons humains et de souris. Idéal pour la recherche sur la croissance osseuse et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOST Lapin pAc
Remarques/Alias	CDD; VBCH; DAND6; SOST1; SOST
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	50964
ID de gène	50964
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 24-213 de la SOST humaine (NP_079513.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BQB4
Poids de la protéine	24kDa
Expédition	Sac de glace