

Anticorps Polyclonal Anti-Sostdc1 Pour Wb, Elisa - Q6X4U4

Numéro d'article: CM0022776

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SOSTDC1 humaine (USAG-1, ectodine), adapté pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Un outil pour l'étude de la signalisation BMP/Wnt et de la biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOSTDC1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DAND7; USAG1; CDA019; ECTODIN; SOSTDC1
Espèce	Humain
Identifiant de gène	25928
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 115-206 de la protéine SOSTDC1 humaine (NP_056279.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6X4U4
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant