

Anticorps Monoclonal Anti-Sox1 Pour Wb, Elisa - 000570

Numéro d'article: CM0007492

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre SOX1 humain, validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Produit à l'aide d'un immunogène constitué d'une protéine de fusion recombinante (aa 1-100). Idéal pour les études de différenciation neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-SOX1
Remarques/Alias	SOX1 ; SRY-box 1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6656
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de SOX1 humain. (NP_005977.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	000570
Poids moléculaire	39 kDa
Expédition	Sac réfrigérant