

Anticorps Polyclonal Anti-Sox1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 000570

Numéro d'article: CM0030770

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin purifié par affinité dirigé contre le SOX1 humain, validé pour le Western blot, l'immunohistochimie (paraffine) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le développement neural.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SOX1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SOX1; SRY-box 1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6656
ID de Gène	6656
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 292-391 du SOX1 humain (NP_005977.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	000570
Poids Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace