


Anticorps Monoclonal Anti-Sox11 Pour Wb Et Elisa - P35716

Numéro d'article: CM0006561



Introduction

CamelBio propose cet anticorps monoclonal SOX11 de lapin pour WB et ELISA ; il détecte l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur les facteurs de transcription et la biologie du développement. SWISS : P35716.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOX11 Lapin mAb
Remarques / Alias	CSS9 ; MRD27 ; IDDMOH ; SOX11
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6664
GeneID	6664
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de SOX11 humain (NP_003099.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35716
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace