

Anticorps Polyclonal Anti-Sox13 Pour Wb, Elisa - Q9Un79

Numéro d'article: CM0017128

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SOX13 humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation de la transcription et la signalisation WNT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOX13 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ICA12 ; Sox-13 ; SOX13
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	9580
GenelD	9580
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UN79
Poids protéique	69 kDa
Expédition	Sac de glace