


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sox17 Pour Wb, Elisa - Q9H6I2

Numéro d'article: CM0021765



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SOX17 humain, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Convient aux études sur la régulation de la transcription, le développement embryonnaire et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SOX17 Lapin pAb
Remarques/Alias	VUR3; SOX17
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	64321
GeneID	64321
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 343-414 du SOX17 humain (NP_071899.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H6I2
Poids Protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace