

Anticorps Polyclonal Anti-Sox18 Pour Wb, Elisa - P35713

Numéro d'article: CM0022192

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le SOX18 humain, adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur le développement cardiovasculaire et la lymphangiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SOX18 Lapin pAb
Remarques/Alias	HLTS ; HLTRS ; SOX18
Espèce	Humain
GeneID (humain)	54345
GeneID	54345
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 du SOX18 humain (NP_060889.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P35713
Poids Moléculaire Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace