


Anticorps Monoclonal Anti-Sox2 Pour Wb, If-F, Elisa - P48431

Numéro d'article: CM0003553



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-SOX2 validé pour WB, IF-F et ELISA. Détecte le SOX2 humain et réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient aux études sur la pluripotence des cellules souches et le développement neural. P48431.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOX2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ANOP3; MCOP53; SOX2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6657
GeneID	6657
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-100 du SOX2 humain (NP_003097.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-F, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P48431
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sachet de glace