


Anticorps Polyclonal Anti-Sox2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P48431

Numéro d'article: CM0017432



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SOX2 humain (P48431), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les recherches sur les cellules souches et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOX2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ANOP3 ; MCOPS3 ; SOX2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	6657
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 140 de SOX2 humain (NP_003097.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P48431
Poids moléculaire	34 kDa
Expédition	Sac de glace