


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sox30 Pour Wb, Elisa - 094993

Numéro d'article: CM0018284



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SOX30 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Détecte le SOX30 (environ 82 kDa) humain, murin et de rat. Idéal pour les études sur la régulation transcriptionnelle, la spermiogenèse et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SOX30
Remarques/Alias	SOX30
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	11063
ID du gène	11063
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 604-753 du SOX30 humain (NP_848511.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	094993
Poids moléculaire protéique	82 kDa
Expédition	Sac de glace