

Anticorps Polyclonal Anti-Sox4 Pour Wb, Elisa - Q06945

Numéro d'article: CM0017446

Introduction

Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-SOX4 pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Cible le facteur de transcription humain SOX-4 (47 kDa), impliqué dans le développement des lymphocytes T et la myogenèse. Idéal pour la recherche en immunologie et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SOX4
Remarques/Alias	CSS10; EVI16; SOX4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6659
GeneID	6659
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la SOX4 humaine (NP_003098.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q06945
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace