

Anticorps Polyclonal Anti-Sox5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35711

Numéro d'article: CM0026773

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SOX5 humain, adapté pour western blot, immunohistochimie, immunofluorescence et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la chondrogenèse et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOX5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	L-SOX5; LAMSHF; L-SOX5B; L-SOX5F; SOX5
Espèce	Humain
GeneID	6660
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 à 120 du SOX5 humain (NP_694534.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35711
Poids de la protéine	84 kDa
Expédition	Sac isotherme