

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sox5 Pour Wb, Elisa - P35711

Numéro d'article: CM0006446

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin anti-SOX5 convient aux applications de Western blot et d'ELISA. Il présente une réactivité croisée avec la souris et le rat, permettant l'étude de la différenciation des chondrocytes et du développement du cartilage médiés par SOX5.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOX5 mAb de lapin
Remarques/Alias	L-SOX5 ; LAMSHF ; L-SOX5B ; L-SOX5F ; SOX5
Espèce	Humaine
ID du gène	6660
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de SOX5 humain. (NP_008871.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P35711
Poids moléculaire de la protéine	84 kDa
Expédition	Pack de glace