

Anticorps Polyclonal Anti-Sox6 Pour If/Icc Et Elisa - P35712

Numéro d'article: CM0023685

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le facteur de transcription humain SOX6, validé pour l'immunofluorescence (IF/ICC) et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la chondrogenèse, la neurogenèse et les processus développementaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOX6 Lapin pAb
Remarques / Alias	SOXD; HSSOX6; TOLCAS; SOX6
Espèce	Humain
ID du gène	55553
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 74 de la PML humaine (NP_001139291.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P35712
Poids de la protéine	92kDa
Expédition	Sac de glace