

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sox6 Pour Wb, Elisa - P35712

Numéro d'article: CM0029111

Introduction

Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-SOX6 validé pour les applications WB et ELISA. Détecte la protéine SOX6 humaine, de souris et de rat (92 kDa), un facteur de transcription clé du développement. À utiliser pour la recherche sur la neurogenèse et la chondrogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SOX6
Remarques/Alias	SOXD; HSSOX6; TOLCAS; SOX6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55553
GeneID	55553
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-74 de la SOX6 humaine (NP_001139291.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35712
Poids de la protéine	92 kDa
Expédition	Sac de glace