

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Sox9 Pour Wb - P48436

Numéro d'article: CM0003604



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le facteur de transcription humain SOX9, validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat ; idéal pour la recherche sur la chondrogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOX9 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CMD1; SRA1; CMPD1; SRXX2; SRXY10; SOX9
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	6662
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 169-300 de SOX9 humain (P48436).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48436
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace