

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sp1 Pour Ihc-P, Elisa - P08047

Numéro d'article: CM0030198



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-SP1 validé pour IHC-P et ELISA. Réagit croisé avec Humain, Souris, Rat. Idéal pour l'étude de la régulation de la transcription, du remodelage de la chromatine et de la biologie du cancer. Outil de haute qualité pour la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SP1
Espèce	Humain
ID de gène (humain)	6667
ID de gène	6667
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 581-680 de la protéine SP1 humaine (NP_612482.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08047
Poids moléculaire	81kDa
Expédition	Sac de glace