

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08047

Numéro d'article: CM0013912



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur de transcription humain SP1. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte SP1 humain, de souris et de rat. Convient aux recherches sur la croissance cellulaire, l'apoptose et le remodelage de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SP1 pAb de lapin
Remarques/Alias	SP1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6667
ID du gène	6667
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 420 à 620 de SP1 humain (NP_612482.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P08047
Poids moléculaire de la protéine	81 kDa
Expédition	Poche de glace