


Anticorps Polyclonal Anti-Sp100 Pour Wb Et Elisa - P23497

Numéro d'article: CM0026366



Introduction

Anticorps polyclonal SP100 de lapin pour Western blot et ELISA, réactif avec l'humain et la souris. Convient pour l'étude des corps nucléaires PML, la coactivation transcriptionnelle avec ETS1 et la régulation de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SP100 Lapin pAb
Remarques/Alias	lysp100b; SP100
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6672
GeneID	6672
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 181-480 du SP100 humain (NP_001193631.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P23497
Poids Protéique	100kDa
Expédition	Sac de glace