

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sp110 Pour Wb Et Elisa - Q9.9Hb58

Numéro d'article: CM0030156

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SP110 humain (IPR1, IFI41, IFI75). Validé pour le Western blotting (WB) et l'ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la régulation de la transcription et les maladies auto-immunes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SP110 Lapin pAb
Remarques/Alias	IPR1; VODI; IFI41; IFI75; SP110
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3431
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 1-290 du SP110 humain (NP_004501.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HB58
Poids Protéique	78kDa
Expédition	Sac de glace