

Anticorps Polyclonal Anti-Sp2 Pour Wb Et Elisa - Q02086

Numéro d'article: CM0019766

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur de transcription humain SP2 (~65 kDa). Validé pour la WB et l'ELISA, avec réactivité croisée chez l'humain et la souris. Idéal pour les études de régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac polyclonal de lapin anti-SP2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	6668
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240-331 de SP2 humain (NP_003101.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q02086
Poids de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac réfrigérant