

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sp3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q02447

Numéro d'article: CM0015644

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant SP3 humain, souris et rat (facteur de transcription Sp3). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Adapté à l'étude de la régulation transcriptionnelle, du contrôle du cycle cellulaire et de la dynamique de l'expression génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SP3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SPR2 ; SP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6670
GeneID	6670
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02447
Poids de la protéine	82 kDa
Expédition	Sachet de glace