

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sp7 (Osterix) Pour Wb, Elisa - Q8Tdd2

Numéro d'article: CM0019587

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SP7 validé pour Western blot (WB) et ELISA. Il reconnaît la SP7/osterix humaine, murine et de rat, un facteur de transcription clé pour la différenciation des ostéoblastes. Idéal pour la recherche en biologie osseuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SP7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OSX; OI11; OI12; osterix; SP7
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	121340
GeneID	121340
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 333-376 de la SP7 humaine (NP_001166938.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TDD2
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace