

Anticorps Polyclonal Anti-Spag11A Pour Wb, Elisa - Q6Pda7

Numéro d'article: CM0020241

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la SPAG11A humaine, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Cible une défensine antimicrobienne sécrétée essentielle à la maturation des spermatozoïdes et à la défense du tractus reproducteur masculin.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPAG11A Rabbit pAb
Remarques/Alias	HE2; EDDM2A; SPAG11A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	653423
GeneID	653423
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 50 de la SPAG11A humaine (NP_478108.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q6PDA7
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac isotherme