

Anticorps Polyclonal Anti-Spag5 Pour Pour If/Icc, Elisa - Q96R06

Numéro d'article: CM0027647

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le SPAG5 humain (Astrin, MAP126) pour IF/ICC et ELISA. L'immunogène recombinant (aa 1-300) assure une spécificité pour l'étude de la dynamique du fuseau mitotique et de la ségrégation des chromosomes. - Q96R06

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPAG5 Lapin pAb
Remarques/Alias	MAP126; DEEPEST; hMAP126; SPAG5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10615
GeneID	10615
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du SPAG5 humain (NP_006452.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96R06
Poids de la protéine	134kDa
Expédition	Sac de glace