

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Spag6 Pour Wb Et Elisa - O75602

Numéro d'article: CM0027113

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine SPAG6, un antigène associé aux spermatozoïdes essentiel à la motilité flagellaire. Validé pour les applications de Western blot et ELISA. Convient à la recherche en biologie de la reproduction et sur les ciliopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin SPAG6
Remarques/Alias	pf16 ; CT141 ; FAP194 ; CFAP194 ; Repro-SA-1 ; SPAG6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9576
GeneID	9576
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-290 de la protéine humaine SPAG6 (NP_758442.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O75602
Poids Moléculaire Protéique	55kDa
Expédition	Sac de glace