

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Spag8 Pour Wb Et Elisa - Q99932

Numéro d'article: CM0025393



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SPAG8 validé pour WB, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible l'antigène associé au spermatozoïde 8, une protéine ciliaire impliquée dans la motilité et la spermatogenèse. Pour usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	SPAG8 Lapin pAb
Remarques/Alias	SMP1, BS-84, CT142, HSD-1, SPAG3, CILD28, hSMP-1, SPAG8
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	26206
ID du gène	26206
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-420 du SPAG8 humain (NP_758516.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q99932
Poids moléculaire protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace