


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Spam1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P38567

Numéro d'article: CM0006310



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-SPAM1 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Spécifique de la SPAM1 humaine (hyaluronidase PH-20), avec réaction croisée chez le rat. Idéal pour la recherche sur l'adhésion spermatozoïde-ovule et la fécondation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	SPAM1 mAb de lapin
Remarques/Alias	HYA1 ; PH20 ; HYAL1 ; HYAL3 ; HYAL5 ; PH-20 ; SPAG15 ; HEL-S-96n ; SPAM1
Espèce	Humaine
ID du gène	6677
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 61 à 223 de la SPAM1 humaine (NP_694859.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P38567
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace