


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Spam1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P38567

Numéro d'article: CM0023218



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'hyaluronidase SPAM1 (PH20) humaine. Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche en biologie de la reproduction et en fertilité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SPAM1
Remarques/Alias	HYA1, PH20, HYAL1, HYAL3, HYAL5, PH-20, SPAG15, HEL-S-96n, SPAM1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	6677
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-300 de SPAM1 humain (NP_003108.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P38567
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace