

Anticorps Polyclonaux De Lapin Anti-Sparc Pour Ihc-P, Elisa - P09486

Numéro d'article: CM0020698



Introduction

Anticorps polyclonaux de lapin de haute qualité dirigés contre la SPARC humaine (Ostéonectine, BM-40). Validés pour l'immunohistochimie (IHC-P) et l'ELISA ; adaptés pour la coloration tissulaire et les dosages quantitatifs sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPARC Lapin pAc
Remarques/Alias	ON; ONT; OI17; BM-40; SPARC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6678
GeneID	6678
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-303 de la SPARC humaine (NP_003109.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09486
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace