

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sparcl1 Pour Wb Et Elisa - Q14515

Numéro d'article: CM0021840



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité dirigé contre SPARCL1 humain (Hevin, MAST9). Validé pour la WB et l'ELISA, réactif chez l'humain, la souris et le rat. Convient aux recherches sur la matrice extracellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPARCL1 pAb de lapin
Remarques/Alias	SC1 ; MAST9 ; PIG33 ; MAST 9 ; SPARCL1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8404
GeneID	8404
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17 à 300 de SPARCL1 humain (NP_004675.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q14515
Poids moléculaire	75 kDa
Expédition	Sac de glace