

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Spata4 Pour Wb Et Elisa - Q8Ney3

Numéro d'article: CM0029587

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin SPATA4 validé pour WB et ELISA, reconnaissant le SPATA4 humain, murin et de rat (35kDa). Convient pour la recherche sur l'apoptose et la spermatogenèse dans le tissu testiculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SPATA4 pAb de Lapin
Remarques/Alias	FAP178 ; SPEF1B ; TSARG2 ; CFAP178 ; SPATA4
Espèce	Humain
GenelD	132851
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 du SPATA4 humain (NP_653245.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NEY3
Poids Moléculaire Protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace