

Anticorps Polyclonal Anti-Spc25 Pour Wb, Elisa - Q9Hbm1

Numéro d'article: CM0015953



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine SPC25 (protéine du kinétochore Spc25), validé pour les applications Western blot et ELISA. Adapté à la recherche sur la ségrégation chromosomique, la mitose et la fonction du kinétochore. Swiss-Prot Q9HBM1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPC25 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AD024; SPBC25; hSpc25; SPC25
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57405
GeneID	57405
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-224 de la SPC25 humaine (NP_065726.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9HBM1
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace