

Anticorps Polyclonal Anti-Spdef Pour Wb, Elisa - 095238

Numéro d'article: CM0023936



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SPDEF humain, validé par WB et ELISA. Détecte une bande à 38 kDa et convient pour la recherche sur le cancer de la prostate et les études sur le promoteur de l'antigène spécifique de la prostate.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPDEF Lapin pAb
Remarques/Alias	PDEF; bA375E1.3; SPDEF
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	25803
ID de gène	25803
Immunogène	Peptide synthétique, aa 1-100 du SPDEF humain (NP_036523.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O95238
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace