

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Spdef Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95238

Numéro d'article: CM0016471



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SPDEF humaine (PDEF, facteur de transcription Ets contenant un domaine pointu SAM). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Adapté à la recherche sur le cancer de la prostate et les tissus épithéliaux régulés par les hormones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPDEF Rabbit pAb
Remarques / Alias	PDEF; bA375E1.3; SPDEF
Espèce	Humain
GeneID (humain)	25803
GeneID	25803
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-335 de la SPDEF humaine (NP_036523.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O95238
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace