

Anticorps Polyclonal Anti-Spem1 Pour Wb, Elisa - Q8N4L4

Numéro d'article: CM0028209

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la SPEM1 humaine (C17orf83), validé pour WB et ELISA. Détecte une protéine membranaire/cytoplasmique essentielle à l'élimination du cytoplasme des spermatides au cours de la spermatogenèse. Réagit de façon croisée avec le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPEM1 pAb de lapin
Remarques / Alias	C17orf83; SPEM1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	374768
ID du gène	374768
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 203-309 de la SPEM1 humaine (NP_955371.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8N4L4
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace