


Anticorps Monoclonal Anti-Spermine Synthase Pour Wb, Elisa - P52788

Numéro d'article: CM0011767



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Spermine synthase (SMS) humaine, adapté aux applications WB et ELISA. Détecte les espèces humaine, murine et rat. Idéal pour étudier la biosynthèse des polyamines et les troubles associés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Spermine synthase
Remarques/Alias	SRS ; SpS ; MRSR ; SPMSY ; MRXSSR ; Spermine synthase
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	6611
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de la Spermine synthase humaine (P52788).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52788
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace