


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Spermine Synthase (Sms) Pour Wb Et Elisa - P52788

Numéro d'article: CM0027153



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la spermine synthase humaine (SMS). Validé pour les applications Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaine et murine. Essentiel pour la recherche sur la biosynthèse des polyamines et le neurodéveloppement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin SMS
Remarques/Alias	SRS, SpS, MRSR, SPMSY, MRXSSR, SMS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6611
GeneID	6611
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-366 de la SMS humaine (NP_004586.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P52788
Poids moléculaire protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace