

Anticorps Polyclonal Anti-Spg7 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uq90

Numéro d'article: CM0013740



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SPG7/paraplégine humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la protéostasie mitochondriale et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPG7 Lapin pAb
Remarques/Alias	CAR; PGN; CMAR; SPG5C; SPG7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6687
GeneID	6687
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de la SPG7 humaine (NP_003110.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UQ90
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace