


Anticorps Polyclonal Anti-Sphk1 Pour Ihc-P Et Elisa - Q9Nya1

Numéro d'article: CM0020191



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la sphingosine kinase 1 humaine (SPHK1) pour IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Détecte une bande de 43 kDa. Idéal pour l'étude des voies de signalisation médiées par le S1P, de l'inflammation et de la neuroinflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPHK1 Rabbit pAb
Remarques/Synonyme	SPHK
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8877
GeneID	8877
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 201 et 300 de la SPHK1 humaine (NP_001136074.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NYA1
Poids moléculaire	43 kDa
Expédition	Poche de glace