


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sphk1 Pour Wb Et Elisa - Q9Nya1

Numéro d'article: CM0006796



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-SPHK1 validé pour Western blot et ELISA. Cible la sphingosine kinase 1 humaine (SWISS Q9NYA1), une kinase lipidique impliquée dans le métabolisme des sphingolipides et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPHK1 mAb de lapin
Remarques / Alias	SPHK; SPHK1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	8877
GenelD	8877
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de la SPHK1 humaine (NP_001136074.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NYA1
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace