


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sphk1 Pour Wb Et Elisa - Q9Nya1

Numéro d'article: CM0018660



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sphingosine kinase 1 humaine (SPHK1), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit croisée avec les échantillons de souris. Soutient la recherche sur la croissance cellulaire, l'inflammation et la signalisation lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPHK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SPHK; SPHK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8877
GeneID	8877
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-384 de la SPHK1 humaine (NP_001136074.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NYA1
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace