

Anticorps Polyclonal Anti-Sphk2 Pour Wb Et Elisa - Q9Nra0

Numéro d'article: CM0029742

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SPHK2 pour WB et ELISA, ciblant la sphingosine kinase 2 (SPHK2) humaine. Réactivité croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la signalisation S1P, l'apoptose, la respiration mitochondriale et la régulation épigénétique des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPHK2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SK 2 ; SK-2 ; SPK 2 ; SPK-2 ; SPHK2
Espèce	Humain
GeneID	56848
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-165 de la SPHK2 humaine (NP_001191088.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NRA0
Poids de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace